



## 冻存管 (ZAA™系列) Screw Cap Tube And Cap Integrated

### 产品介绍

ZAA™系列冻存管主要用于长期保存和运输各类生物样本，可在液氮的气体状态环境中使用，耐受温度范围-196℃~121℃；主要规格有1.2ml / 2.0ml / 3.0ml / 4.0ml / 5.0ml，内旋和外旋、可立和圆底冻存管，用于保存菌种、细胞、生物样品等，适用于医疗领域、生物制药、疾控防疫、农业畜牧、生物科学、科研院校等领域。

### 产品特点

- ◆ 医疗级聚丙烯 (PP) 材质，符合SGS质量体系认证；
- ◆ 盖子含O型圈，密封紧密，满足IATA运输标准；
- ◆ 容量包含1.2ml、2.0ml、3.0ml、4.0ml、5.0ml，内旋和外旋，平底可立和圆底；
- ◆ 无热源、无内毒素、无DNA酶、无RNA酶，灭菌；
- ◆ 耐受温度范围：-196℃~121℃，可在液氮气相条件下安全存储；
- ◆ 耐高温高压，可反复冻融。

| 系列    | 货号      | 描述                        | 规格            |
|-------|---------|---------------------------|---------------|
| 内旋冻存管 | 2112111 | ZAA™冻存管, 1.2mL, 内旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 内旋冻存管 | 2112121 | ZAA™冻存管, 2.0mL, 内旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 内旋冻存管 | 2112122 | ZAA™冻存管, 2.0mL, 内旋不可立, 灭菌 | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 内旋冻存管 | 2112131 | ZAA™冻存管, 3.0mL, 内旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 内旋冻存管 | 2112141 | ZAA™冻存管, 4.0mL, 内旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 内旋冻存管 | 2112151 | ZAA™冻存管, 5.0mL, 内旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 外旋冻存管 | 2112211 | ZAA™冻存管, 1.2mL, 外旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 外旋冻存管 | 2112221 | ZAA™冻存管, 2.0mL, 外旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 外旋冻存管 | 2112222 | ZAA™冻存管, 2.0mL, 外旋不可立, 灭菌 | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 外旋冻存管 | 2112241 | ZAA™冻存管, 4.0mL, 外旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 外旋冻存管 | 2112241 | ZAA™冻存管, 4.0mL, 外旋不可立, 灭菌 | 100支/袋, 10袋/箱 |
| 外旋冻存管 | 2112251 | ZAA™冻存管, 5.0mL, 外旋可立, 灭菌  | 100支/袋, 10袋/箱 |